

# trilac<sup>®</sup> lady *gyno*

wyrób medyczny

AMARA<sup>®</sup>



**Przed użyciem wyrobu należy zapoznać się z instrukcją używania, gdyż zawiera ona istotne informacje dla pacjenta dotyczące zastosowania wyrobu. Instrukcję używania należy zachować, aby w razie konieczności móc ponownie ją przeczytać.**

## trilac<sup>®</sup> lady gyno

globulki dopochwowe

### Opis wyrobu medycznego

Globulki dopochwowe trilac<sup>®</sup> lady gyno tworzą na powierzchni błon śluzowych barierę ochronną, która nawilża i chroni błony śluzowe pochwy przed uszkodzeniami nabłonka, spowodowanymi suchością pochwy, podczas stosunków, badań ginekologicznych czy aktywności ruchowych. Stosowanie wyrobu medycznego poprawia elastyczność pochwy, utrzymuje i przywraca fizjologiczne pH pochwy, co sprzyja utrzymaniu prawidłowej flory bakteryjnej w pochwie oraz redukuje nieprzyjemny zapach.

### Skład

1 globulka zawiera: sól sodową kwasu hialuronowego, glikogen, kwas mlekowy, octan tokoferylu, mleczan sodu, glicerydy półsyntetyczne.

### Informacje ogólne i wskazania

Wyrób medyczny trilac<sup>®</sup> lady gyno jest przeznaczony dla kobiet w wieku rozrodczym oraz w okresie menopauzy, w celu łagodzenia dyskomfortu i uczucia suchości, napięcia, świądu oraz pieczenia błon śluzowych pochwy związanych z:

- atrofią błon śluzowych pochwy;
- niedoborem estrogenów;
- dyspareunią (bolesnością stosunków);
- długotrwałym stresem.

W celu wspomagania nawilżenia nabłonka pochwy:

- po zabiegach chirurgicznych i ginekologicznych;
- po obtarciach i innych niewielkich urazach mechanicznych błon śluzowych pochwy;
- po porodzie;
- po chemioterapii, radioterapii, krioterapii;
- po zabiegach laserowych;
- przy zmianach wywołanych stosowaniem leków hormonalnych;
- w okresie okołomenopauzalnym.

Wyrób zaleca się również w celu zapobiegania niekorzystnym zmianom we florze i pH pochwy (podróże, basen, sauna, fitness, antybiotykoterapia) poprzez nawilżenie i utrzymanie naturalnego pH pochwy.

Stosowanie wyrobu redukuje nieprzyjemny zapach z pochwy.

Produkt niehormonalny.

Nie zawiera PEG, parabenów, detergentów w tym: SLS, SLES.

### Mechanizm działania wyrobu

Po aplikacji wyrobu trilac<sup>®</sup> lady gyno dopochwowe następuje wytworzenie nawilżającej powłoki ochronnej na błonach śluzowych, co chroni nabłonek pochwy przed mechanicznymi uszkodzeniami oraz wpływa na zmniejszenie dyskomfortu związanego z uczuciem suchości, napięcia, świądu oraz pieczenia błon śluzowych pochwy.

Zawartość w wyrobie soli sodowej kwasu hialuronowego oraz octanu witaminy E zabezpiecza i nawilża śluzówkę.

Kwas mlekowy sprzyja utrzymaniu właściwego pH pochwy na poziomie  $\leq 4,5$  (odczyn kwaśny).

### Sposób użycia

Uwaga:

1. Przed aplikacją wyrobu dokładnie umyć ręce.
2. Z blistra wyjąć 1 globulkę poprzez oderwanie folii wzdłuż perforacji i rozchylenie listków folii.
3. Globulkę umieścić głęboko w pochwie.

Uwaga: W przypadku gdy konsystencja globulki jest zbyt miękka, przed wyjęciem z folii należy umieścić ją na kilka minut w lodówce do momentu stwardnienia globulki.

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, stosować 1 globulkę na noc przez 7 kolejnych dni. Następnie w celu utrzymania działania przyjmować 1 globulkę co 2-3 dni, aż do ustąpienia objawów. Nie stosować wyrobu dłużej niż przez 30 dni.

W przypadku pominięcia zastosowania globulki, nie stosować dawki podwójnej.

**Wyrób przeznaczony wyłącznie do stosowania dopochwowego!**

### Ostrzeżenia i przeciwwskazania

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników wyrobu.

Nie stosować ze środkami znieczulającymi miejscowo i innymi preparatami dopochwowymi, gdyż preparat może osłabiać lub opóźniać ich działanie. Nie stosować wraz z lateksowymi prezerwatywami i wkładkami antykoncepcyjnymi, ponieważ wyrób poprzez zawartość tłuszczów może ograniczać ich skuteczność.

Nie odbywać stosunków płciowych bezpośrednio po aplikacji globulki.

W ciąży i w trakcie karmienia stosować po konsultacji z lekarzem lub farmaceutą.

W przypadku ostrej infekcji pochwy stosować tylko po konsultacji z lekarzem.

Nie stosować w czasie menstruacji.

Unikać przypadkowego kontaktu wyrobu ze słuzówką oka, nosa lub ust.

Wyrób przeznaczony wyłącznie do stosowania dopochwowego.

Nie stosować w przypadku upływu terminu ważności.

Nie stosować wyrobu w przypadku uszkodzenia blistra.

Nie stosować ponownie raz zaaplikowanej globulki.

Ze względu na zawartość kwasu mlekowego mogą

wystąpić nieznaczne reakcje skórne (łagodne pieczenie lub swędzenie) zwłaszcza przy dużej suchości pochwy. Objawy te mają charakter przejściowy i zwykle ustępują samoistnie.

### Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze 15°C-25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Chronić przed światłem i źródłami ciepła.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować po upływie terminu ważności umieszczonym na opakowaniu.

Nie stosować w przypadku uszkodzenia opakowania.

### Dostępne opakowania wyrobu:

2 Blistry po 5 globulek (10 globulek).

Masa jednej globulki ok. 1,6 g



**WYTWÓRCA**

LABORATOIRE L'IDEAL Parisien Sp. z o.o.

ul. Ogrodowa 8

32-064 Niegoszowice

tel./fax +48 12/ 283 88 60

www.ideal.pl

### DYSTRYBUTOR

Zakład Farmaceutyczny AMARA sp. z o.o.

ul. Stacyjna 5, 30-851 Kraków



Nie używać niezużytej globulki powtórnie



2274



Wyrób medyczny



**LOT**

Informacja na blistrze oraz na kartoniku

Data opracowania instrukcji używania:

Wydanie 07 z dnia 10.12.2019